

GELSEAT S7K

En högkvalitativ decubitusterapi-sittdyna men integrerad GEL-kudde.



- ✓ Nivå 4 - EPUAP
- ✓ 20 - 120 kg
- ✓ 3 års garanti
- ✓ Sittdynans höjd: 8 cm




Fördelar

- Mycket lättskött produkt som inte kräver någon rekonditionering.
Tydlig märkning på både skumkärna och överdrag som förenklar hantering och minimerar risk för felaktig användning.
- Struktur och material som motverkar att brukaren glider framåt i dynan och som säkerställer en hög komfort.
- En undersida på överdraget som är tillverkat för att motverka att dynan glider i rullstolen.
- Ett optimalt mikroklimat och mycket god ventilation tack vare dynans material.
- Tydlig bruksanvisning som förenklar hantering för både brukare och personal.
- Ett mycket miljövänligt val tack vare en produktion som till största delen drivs av egenproducerad solenergi.
- Ett avtagbart och diskret överdrag i en mörk neutral färg.
- Struktur och material resulterar i ett optimalt förebyggande av trycksår.
- Stabil vid både stillasittande och aktivitet. Funke Medical är officiell sponsor till tyska landslaget i rullstolsbasket som använder dynorna när de spelar.

GELSEAT S7K

GELSEAT är en högkvalitativ sittdyna som placeras direkt på stolen. Skumkärnan består av två lager skum och på insidan av överdraget finns en integrerad gel-kudde för optimal tryckavlastning av korsbenet. Den passar för brukarvikter mellan 20 - 125 kg och har 3 års garanti. Sittdynan kan användas i alla vårdmiljöer och passar alla patienter med trycksår upp till och med kategori 4. Denna sittdyna tillverkas på ett **miljövänligt sätt** och har anpassats för att uppfylla i **Sverige** rådande krav kring säkerhet, kvalitet och hygien.



Funktioner och Egenskaper	Fakta om produkten
<ul style="list-style-type: none">• Tryckavlastande (EPUAP nivå 4)• Bi-elastiskt skydd för att minimera skjuvkrafter• Ett luftgenomsläppligt överdrag• Underhållsfri sittdyna• Rengöring av skumkärna: Autoklavering samt desinficering enligt bruksanvisning• Rengöring av överdrag: Tvättbar i tvättmaskin t.o.m 60 C Kemo-termisk rengöring möjlig Tål torktumling• Garantitid: 3 år• Övrigt: Inkontinensskydd tillgängligt	<ul style="list-style-type: none">• Kärna (anatomiskt formad): Bottenplatta: HR-skum (Polyuretan) Topplatta: GEL-skum (Polyuretan)• Överdrag: Överdrag i mesh med glidsäker botten. En gelkudde integrerad på insidan av överdraget placerad ovanför sittgropen.• Tillgängliga storlekar: Bredd: 35 - 52 cm; Längd: 40 - 52 cm Höjd: 8 cm• Brandsäkerhet: Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II BS 7175 sek 3 CRIB 5 BS 7177• Hygien: Överdragsmaterialet är virus- och bakteriesäkert enligt ASTM 1670 + 1671

Kontaktuppgifter:

Palliance AB
Vasa Kyrkogata 1, 1TR
41127 Göteborg

Tel: +46 8 28 75 00
Mail: kundservice@palliance.se
Web: www.palliance.se

Digital utbildning



Funke Medical Academy

Tillgänglig dokumentation

- Produktkatalog
- Bruksanvisningar
- Snabbguider för användare
- Sortimentsöversikter
- Teknisk dokumentation på förfrågan